

# <sup>月旭科技</sup>报告编号: welch-05-001

# 测试报告

样品信息									
样品名称	复方鱼腥草合剂	welch-05-001							
样品重量	/	/							
收样日期	/	2020/05/27-06/01							
样品描述	样品描述 /								
测试需求									
测试成分	测试成分 含量								
参考标准									
参考标准	<b>参考标准</b> 复方鱼腥草合剂征求意见稿 <b>标样</b> 有								
仪器信息									
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	岛津 LC-20AD						

## ● 黄芩含量测定色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate®XB-C18(4.6×250mm,5μm)					
流动相:	0.6%磷酸溶液/甲醇=58/42					
检测波长:	280nm					
柱温:	35℃					
流速:	1.0ml/min					
进样量:	10μL					
注意事项:	\					

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园 10 号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号 Tel:400-810-6969

邮编: 201600 邮编: 321000



<sup>月旭科技</sup>报告编号: welch-05-001

#### ● 流动相配置:

流动相 A: 0.6%磷酸溶液: 移取磷酸 6ml 至 1000 水中,混匀过滤,超声脱气,即得;

流动相 B: 取色谱纯甲醇,即得;

流动相: A/B=58/42;

稀释剂: 取色谱纯甲醇, 即得。


#### ● 样品及对照溶液的配置:

对照品溶液: 取黄芩苷对照品适量,加甲醇制成20 μg/ml的溶液。

供试品溶液:取本品 2ml,置 50 ml 量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀、滤过,取续滤液,即得。

### ● 谱图和数据

#### 1、对照品



峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	20.716	3335	129	15301	0. 904	SWITCHERSON BY
2	22. 217	794346	24648	10933	0. 929	1.975
总计		797681	24777		4	

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园 10 号楼


Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Tel:400-810-6969

邮编: 201600 邮编: 321000



# 



峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	20. 761	8900	364	15274	0.897	1
2	22. 247	1889414	61707	12183	0. 930	2.011
3	24. 372	335869	12564	19070	0. 941	2.810
总计		2234183	74635			

# ● 连翘含量测定色谱条件:

色谱柱:	月旭 Ultimate®XB-C18(4.6×250mm,5μm)				
流动相:	0.1%磷酸溶液/乙腈=78/22				
检测波长:	229nm				
柱温:	30℃				
流速:	1.0ml/min				
进样量:	10μL				
注意事项:	\				

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园 10 号楼 Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

邮编: 201600 邮编: 321000



月旭科技报告编号: welch-05-001

#### ● 流动相配置:

流动相 A: 0.1%磷酸溶液:移取磷酸 1ml 至 1000 水中,混匀过滤,超声脱气,即得;

流动相 B: 取色谱纯乙腈,即得;

流动相: A/B=78/22;

稀释剂: 50%甲醇。


## ● 样品及对照溶液的配置:

对照品溶液: 取连翘苷对照品适量,加 50%甲醇制成 50 μg/ml 的溶液。

供试品溶液:取本品 15ml,加水饱和正丁醇振摇提取 3次,每次 25ml,合并正丁醇液,回收溶剂至干,残渣加 70%乙醇 10ml 分次溶解,加置中性氧化铝柱(100-200 目,2g,内径为 1.5cm)上,用 70%乙醇 80ml 洗脱,收集流出液与洗脱液,蒸干,残渣用 50%甲醇溶解,转移至 5ml量瓶中,加 50%甲醇稀释至刻度,摇匀、滤过,取续滤液,即得。

## ● 谱图和数据

1、对照品



峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	29. 025	1178588	35636	18173	0.893	REMANDERS OF SO
总计		1178588	35636			

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园 10 号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号


Tel:400-810-6969

邮编: 201600 邮编: 321000



# <sup>月旭科技</sup>报告编号: welch-05-001

#### 2、样品



峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	27. 033	42346	1445	18510	0.968	20-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
2	29.080	1965640	58812	17969	0.901	2.463
3	31. 234	12216	408	24364	0.885	2. 582
总计		2020203	60664			

## ● 结论

使用月旭 Ultimate® XB-C18(4.6×250mm, $5\mu$ m)色谱柱,符合以上两种色谱条件的含量测定要求。

#### 报告签字

Tel:400-810-6969

测试: 李向珍 林慧 日期: 2020/06/01

审核: 吴小梅 日期: 2020/06/01

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园 10 号楼

Add:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

邮编: 321000

邮编: 201600